

# HOJA DE SEGURIDAD

## CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA ENTEROBACTERIAS SEGÚN MOSSEL

REVISION: 01    FECHA: 15.05.2017

---

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

**Código del producto:** B02-824-05 x 100 g  
B02-824-06 x 500 g

**Nombre del producto:** Caldo de Enriquecimiento para Enterobacterias según Mossel

**Fabricante:** **Laboratorios Britania S.A.**  
Los Patos 2175 (C1283ABI) CABA – ARGENTINA  
TEL/FAX 54 11 4306 0041  
[info@britanialab.com](mailto:info@britanialab.com)

---

### 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

**Ingredientes Peligrosos:**

Componentes	Concentración	Nº CAS	Clasificación
Bilis de buey	45,97%	8008-67-7	Xi (irritante)

---

### 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

**Peligros más importantes:** No clasificado como peligroso.

**Peligros para la salud humana:**

**Ojos:** Irritación temporal.  
**Piel:** Puede provocar irritación  
**Ingestión:** Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, nauseas, vómitos.  
**Inhalación:** En altas dosis puede provocar Irritación en nariz, garganta y vías respiratorias.

---

#### 4. PRIMEROS AUXILIOS

<b>Luego de inhalación:</b>	Retire a la persona del lugar de exposición. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.
<b>Luego de contacto con la piel:</b>	Lavar la piel con abundante agua y jabón .
<b>Luego de contacto con los ojos:</b>	Lavar con abundante agua durante 15 min. Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persisten.
<b>Luego de la ingestión:</b>	Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

---

#### 5. MEDIDA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

<b>Medios de extinción apropiados:</b>	Use el extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO2
<b>Equipo de protección:</b>	No se requieren medidas especiales.

---

#### 6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

<b>Precauciones personales:</b>	Usar guantes descartables, mascara de protección de polvo, antiparras y ropa protectora correspondiente.
<b>Derrame:</b>	No requiere de medidas especiales. Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua.

---

#### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

<b>Manipulación:</b>	Evítese la inhalación del polvo usando si es necesario mascararas protectoras. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
<b>Almacenamiento:</b>	Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 35°C. Envase bien cerrado y al abrigo de la luz, humedad, agentes oxidantes .

---

#### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

<b>Medidas de protección respiratoria:</b>	Usar mascara antipolvo o escudo facial.
<b>Medidas de protección manos:</b>	Usar guantes descartables de vinilo.
<b>Medidas de protección ojos:</b>	Usar gafas protectoras.
<b>Medidas de protección cuerpo:</b>	Usar guardapolvo o bata protectora.

---

#### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado físico:</b>	Polvo
<b>Color:</b>	Verde
<b>pH:</b>	7,2 +/- 0,2
<b>Olor:</b>	Característico
<b>Solubilidad en agua:</b>	Soluble

---

## 10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

<b>Estabilidad:</b>	Polvo higroscópico estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7.
<b>Reactividad:</b>	Evitar la exposición a la luz solar en forma directa y a las altas temperaturas.

---

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

<b>Toxicidad aguda:</b>	Bajo nivel de toxicidad aguda.
<b>Irritación de la piel y membranas mucosas:</b>	Puede causar ligera irritación transitoria.
<b>Irritación ocular:</b>	Puede causar ligera irritación transitoria.

---

## 12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

<b>Ecotoxicidad:</b>	No hay datos específicos.
----------------------	---------------------------

---

## 13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

---

## 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No clasificado.

---

## 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

**Frases de riesgo:** Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel.

**Frase de seguridad:** Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
Mantener el recipiente bien cerrado.  
No aspirar el polvo  
Usar ropa protectora

---

## 16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.