

HOJA DE SEGURIDAD

HEKTOEN ENTÉRICO AGAR

REVISION: 01 FECHA: 15.05.2017

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Código del producto: B02-110-05 x 100 g
B02-110-06 x 500 g

Nombre del producto: Hektoen Entérico Agar

Fabricante: **Laboratorios Britania S.A.**
Los Patos 2175 (C1283ABI) CABA – ARGENTINA
TEL/FAX 54 11 4306 0041
info@britanialab.com

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

| Ingrediente | CAS N° | Concentración | Clasificación |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Sales biliares N°3 Mezcla | | 11.9% | Xi |
| Citrato de Hierro y Amonio | 1185-57-5 | 1.97% | Xi |

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Peligros más importantes: No clasificado como peligroso.

Peligros para la salud humana:

Ojos: Irritación temporal.

Piel: Puede provocar irritación

Ingestión: Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, náuseas, vómitos.

Inhalación: En altas dosis puede provocar Irritación en nariz, garganta y vías respiratorias.

4. PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|--|--|
| Luego de inhalación: | Retire a la persona del lugar de exposición. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar. |
| Luego de contacto con la piel: | Lavar la piel con abundante agua y jabón . |
| Luego de contacto con los ojos: | Lavar con abundante agua durante 15 min. Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persisten. |
| Luego de la ingestión: | Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar. |

5. MEDIDA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

| | |
|--|---|
| Medios de extinción apropiados: | Use el extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO2 |
| Equipo de protección: | No se requieren medidas especiales. |

6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

| | |
|---------------------------------|--|
| Precauciones personales: | Usar guantes descartables, mascara de protección de polvo, antiparras y ropa protectora correspondiente. |
| Derrame: | No requiere de medidas especiales. Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua. |

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|------------------------|--|
| Manipulación: | Evítese la inhalación del polvo usando si es necesario mascarar protectoras. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. |
| Almacenamiento: | Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 35°C. Envase bien cerrado y al abrigo de la luz, humedad, agentes oxidantes . |

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

| | |
|--|---|
| Medidas de protección respiratoria: | Usar mascara antipolvo o escudo facial. |
| Medidas de protección manos: | Usar guantes descartables de vinilo. |
| Medidas de protección ojos: | Usar gafas protectoras. |
| Medidas de protección cuerpo: | Usar guardapolvo o bata protectora. |

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Estado físico: | Polvo |
| Color: | Beige púrpura |
| pH: | 7,5 +/- 0,2 |
| Olor: | Característico |
| Solubilidad en agua: | Soluble |

10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

| | |
|---------------------|---|
| Estabilidad: | Polvo higroscópico estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7. |
| Reactividad: | Evitar la exposición a la luz solar en forma directa y a las altas temperaturas. |

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|---|---|
| Toxicidad aguda: | Bajo nivel de toxicidad aguda. |
| Irritación de la piel y membranas mucosas: | Puede causar ligera irritación transitoria. |
| Irritación ocular: | Puede causar ligera irritación transitoria. |

12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ecotoxicidad: | No hay datos específicos. |
|----------------------|---------------------------|

13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No clasificado.

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

| | |
|----------------------------|--|
| Frases de riesgo: | Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel. |
| Frase de seguridad: | Evítese el contacto con los ojos y la piel. Mantener el recipiente bien cerrado. No aspirar el polvo. Usar ropa protectora adecuada |

16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.