

# HOJA DE SEGURIDAD

## MUELLER HINTON CALDO

REVISION: 01 FECHA: 04.04.2017

---

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

<b>Código del producto:</b>	B02-169-05 x 100 g B02-169-06 x 500 g
<b>Nombre del producto:</b>	Mueller Hinton Caldo
<b>Fabricante:</b>	<b>Laboratorios Britania S.A.</b> Los Patos 2175 (C1283ABI) CABA – ARGENTINA TEL/FAX 54 11 4306 0041 info@britanialab.com

---

### 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

<b>Ingredientes peligrosos:</b>	Este producto no contiene sustancias que representan un riesgo para la salud.
---------------------------------	---

---

### 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

<b>Peligros más importantes:</b>	No clasificado como peligroso.
<b>Peligros para la salud humana:</b>	<b>Ojos:</b> Irritación temporal. <b>Piel:</b> Puede provocar irritación luego de contacto prolongado o repetidos. <b>Ingestión:</b> Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, náuseas, vómitos. <b>Inhalación:</b> En altas dosis puede provocar Irritación en nariz, garganta y vías respiratorias.

---

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

<b>Luego de inhalación:</b>	Retire a la persona del lugar de exposición. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.
<b>Luego de contacto con la piel:</b>	Lavar la piel con abundante agua y jabón y enjuagar bien.
<b>Luego de contacto con los ojos:</b>	Lavar con abundante agua durante 15 min. Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persiste.
<b>Luego de la ingestión:</b>	Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

---

## 5. MEDIDA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

<b>Medios de extinción apropiados:</b>	Use el extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO <sub>2</sub>
<b>Equipo de protección:</b>	No se requieren medidas especiales.

---

## 6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANSCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

<b>Precauciones personales:</b>	Usar guantes descartables, máscara de protección de polvo, antiparras y ropa protectora correspondiente.
<b>Derrame:</b>	No requiere de medidas especiales. Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua.

---

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

<b>Manipulación:</b>	Evítase la inhalación del polvo usando si es necesario máscaras protectoras. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
<b>Almacenamiento:</b>	Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 35°C. Envase bien cerrado y al abrigo de la luz, humedad, agentes oxidantes .

---

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

<b>Medidas de protección respiratoria:</b>	Usar máscara antipolvo o escudo facial.
<b>Medidas de protección manos:</b>	Usar guantes descartables de vinilo.
<b>Medidas de protección ojos:</b>	Usar gafas protectoras.
<b>Medidas de protección cuerpo:</b>	Usar guardapolvo o bata protectora.

---

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado físico:</b>	Polvo
<b>Color:</b>	Beige claro
<b>pH:</b>	7,3 +/- 0,1
<b>Olor:</b>	Característico
<b>Solubilidad en agua:</b>	Soluble

---

## 10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

<b>Estabilidad:</b>	Polvo higroscópico estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7.
<b>Reactividad:</b>	Evitar la exposición a la luz solar en forma directa y a las altas temperaturas.

---

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

<b>Toxicidad aguda:</b>	Bajo nivel de toxicidad aguda.
<b>Irritación de la piel y membranas mucosas:</b>	Puede causar ligera irritación transitoria.
<b>Irritación ocular:</b>	Puede causar ligera irritación transitoria.

---

## 12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

<b>Ecotoxicidad:</b>	No hay datos específicos.
----------------------	---------------------------

---

## 13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

---

## 14. INFORMACIÓN SOBRE EI TRANSPORTE

No clasificado.

---

## 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

<b>Frases de riesgo:</b>	No aplicable.
<b>Frase de seguridad:</b>	Evítese el contacto con los ojos y la piel.

---

## 16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.