

HOJA DE SEGURIDAD

RAPPAPORT VASSILIADIS CALDO

REVISION: 00 FECHA: 13.07.2017

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Código del producto: B02-250-05 x 100 g
B02-250-06 x 500 g

Nombre del producto: Pappaport Vassiliadis Caldo

Fabricante: **Laboratorios Britania S.A.**
Los Patos 2175 (C1283ABI) CABA – ARGENTINA
TEL/FAX 54 11 4306 0041
info@britanialab.com

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingredientes peligrosos: Este producto no contiene sustancias que representan un riesgo para la salud

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

No calificado como peligroso

Peligros para la salud humana:

Ojos:	Irritación temporal.
Piel:	Puede provocar irritación
Ingestión:	Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, náuseas, vómitos.
Inhalación:	En altas dosis puede provocar irritación en nariz, garganta y vías respiratorias.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Luego de inhalación: Retire a la persona del lugar de exposición. Aire fresco. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

Luego de contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón y enjuagar bien.

Luego de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua.
Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persiste.

Luego de la ingestión: Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

Mezcla con componentes combustibles. En caso de incendio, posible formación de gases de combustión

Medios de extinción apropiados: Use el extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO₂

Equipo de protección: Protección especial para el personal de lucha contra incendios. En caso de incendio usar equipo respiratorio autónomo

6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

Precauciones personales: Usar guantes descartables, máscara de protección de polvo, antiparras y ropa protectora correspondiente.

Derrame: Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua. Descartar el agua como residuo de laboratorio

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Evítese la inhalación del polvo usando si es necesario mascarar protectoras. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 35°C en envase bien cerrado y al abrigo de la luz, humedad, agentes oxidantes .

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de protección respiratoria: Usar máscara antipolvo o escudo facial.

Medidas de protección manos: Usar guantes descartables.

Medidas de protección ojos: Usar gafas protectoras.

Medidas de protección cuerpo: Usar guardapolvo o bata protectora.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Polvo
Color: Beige verdoso
pH: 5.2 +/- 0,2
Solubilidad en agua: Soluble
Olor: Característico

10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

Estabilidad: Polvo higroscópico estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7.

Reactividad: Evitar la exposición a la luz solar en forma directa y a las altas temperaturas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda:	Diarrea
Irritación de la piel y membranas mucosas:	Puede causar irritación transitoria.
Irritación ocular:	Puede causar irritación transitoria.

12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Ecotoxicidad:	No hay datos específicos.
----------------------	---------------------------

13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No clasificado. Producto no peligroso

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Frases de riesgo:	No aplicable
Frase de seguridad:	Evítese el contacto con los ojos y la piel.

16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.