

HOJA DE SEGURIDAD

CHROMOBRICT "IU", PLACAS LISTAS PARA USAR

Fecha de emisión. 11/12/2014.

1- Identificación del producto y del fabricante.

Código del producto: B23-215-31 x 10 placas

Nombre del producto: Chromobrit IU, Placas listas para usar

Fabricante: Laboratorios Britania s.a.
Los Patos 2175 (C1283ABI)
Bs As. Argentina
Teléfono: 4-306-0041
Fax: 4-306-0046
e-mail: britania@britanialab.com

2- Composición e información sobre los ingredientes.

Ingredientes peligrosos: **Este producto no contiene sustancias que representan un riesgo para la salud.**

3- Identificación de los riesgos.

Peligros mas importantes: No clasificado como peligroso.

Peligros para la salud humana:

Ojos: Irritación temporal.

Piel: Puede provocar irritación.

Ingestión: Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, náuseas, vómitos.

4- Primeros auxilios.

Luego del contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón.

Luego del contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Recibir atención medica si el enrojecimiento o el dolor persiste.

Luego de la ingestión. Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al medico si persisten síntomas desagradables.

Chromobrit IU, Placas listas para usar 1 de 3

5- Medida de extinción de incendio.

Medios de extinción apropiados: Use extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO₂.

Equipo de protección: No se requiere medidas especiales.

6- Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales.

Precauciones personales: Usar guantes descartables, antiparras y ropa protectora correspondiente.

Derrame: No requiere de medidas especiales.
Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio.
Lavar el área de derrame con abundante agua.

7- Manipuleo y almacenaje.

Manipulación: Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa.

Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente entre 2-8 °C. Envase bien cerrado y al abrigo de la luz

8- Controles de exposición / protección personal.

Medidas de protección manos: Usar guantes descartables de vinilo.

Medidas de protección ojos: Usar gafas protectoras.

Medidas de protección cuerpo: Usar guardapolvo o bata protectora.

9- Propiedades físicas y químicas.

Estado físico: Sólido.

Color: Ambar claro.

pH: 6,9 +/- 0,2.

Olor: Característico.

Solubilidad en agua: Soluble.

10- Datos sobre la estabilidad y la reactividad.

Estabilidad: Producto estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en sección 7.

Reactividad: Condiciones a evitar. Exposición a la luz solar en forma directa y a altas temperaturas.

11- Información toxicológica.

Toxicidad aguda:

Irritación de la piel y membranas mucosas:

Irritación ocular:

Bajo nivel de toxicidad aguda.

Puede causar ligera irritación transitoria.

Puede causar ligera irritación transitoria.

12- Información sobre ecología.

Ecotoxicidad: No hay datos específicos.

13- Consideraciones en el momento de la eliminación.

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14- Información sobre el transporte.

No clasificado.

15- Informaciones reglamentarias.

Frases de riesgo: No aplicable.

Frase de seguridad: Evítese el contacto con los ojos y la piel.