

## HOJA DE SEGURIDAD

### MAC CONKEY AGAR, PLACAS LISTAS PARA USAR

**Fecha de emisión.** 16/ 10 / 12.

#### 1- Identificación del producto y del fabricante.

**Código del producto:** B23-114-31 x 10 placas

**Nombre del producto:** Mac Conkey Agar, Placas Listas para Usar.

**Fabricante:** Laboratorios Britania s.a.  
Los Patos 2175 (C1283AB1)  
CABA - Argentina  
TEL/FAX: 54 11 4306-0041  
e-mail: [info@britanialab.com](mailto:info@britanialab.com)

#### 2- Composición e información sobre los ingredientes.

Este producto no contiene constituyentes que representen riesgo ya que la concentración de los constituyentes químicos es menor a los límites descriptos por normas internacionales.

#### 3- Identificación de los riesgos.

**Peligros más importantes:** No clasificado como peligroso.

**Peligros para la salud humana:**

**Ojos:** Irritación temporal.

**Piel:** Puede provocar irritación.

**Ingestión:** Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, nauseas, vómitos.

#### 4- Primeros auxilios.

**Luego del contacto con la piel:** Lavar la piel con abundante agua y jabón.  
**Luego del contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos.  
Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persiste.  
**Luego de la ingestión.** Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido.  
Consultar al médico si persisten síntomas desagradables.

#### 5- Medidas de extinción de incendio.

**Medios de extinción apropiados:** Use extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO<sub>2</sub>.

**Equipo de protección:** No se requiere medidas especiales.

Mac Conkey Agar, Placas Listas para Usar, 1 de 3

#### 6- Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales.

**Precauciones personales:** Usar guantes descartables, antiparras y ropa protectora correspondiente.  
**Derrame:** No requiere de medidas especiales.  
Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua.

#### 7- Manipuleo y almacenaje.

**Manipulación:** Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa.  
**Almacenamiento:** Conservar a temperatura entre 2-8 °C. Envase bien cerrado, al abrigo de la luz y agentes oxidantes.

#### 8- Controles de exposición / protección personal.

**Medidas de protección manos:** Usar guantes descartables.  
**Medidas de protección ojos:** Usar gafas protectoras.  
**Medidas de protección cuerpo:** Usar guardapolvo o bata protectora.

#### 9- Propiedades físicas y químicas.

**Estado físico:** Sólido.  
**Color:** Rojizo Púrpura  
**pH:** 7,1 +/- 0,2.  
**Olor:** Característico.  
**Solubilidad en agua:** Soluble.

#### 10- Datos sobre la estabilidad y la reactividad.

**Estabilidad:** Producto estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en sección 7.

**Reactividad: Condiciones a evitar.** Exposición a la luz solar en forma directa y a altas temperaturas.

#### 11- Información toxicológica.

**Irritación de la piel y membranas mucosas:** Puede causar ligera irritación transitoria.  
**Irritación ocular:** Puede causar ligera irritación transitoria.

#### 12- Información sobre ecología.

**Ecotoxicidad:** No hay datos específicos.

### **13- Consideraciones en el momento de la eliminación.**

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

### **14- Información sobre el transporte.**

No clasificado.

### **15- Informaciones reglamentarias.**

**Frases de riesgo.**

No aplicable.

**Frases de seguridad:**

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Mantener el recipiente bien cerrado.

Usar ropa protectora.

**Mac Conkey Agar, Placas Listas para Usar, 3 de 3**