

HOJA DE SEGURIDAD

VIOLETA ROJO BILIS GLUCOSA AGAR, PLACAS LISTAS PARA USAR

Fecha de emisión. 16/ 10 / 12.

1- Identificación del producto y del fabricante.

Código del producto: B23-172-31 x 10 placas

Nombre del producto: Violeta Rojo Bilis Glucosa Agar, Placas Listas para Usar.

Fabricante: Laboratorios Britania s.a.
Los Patos 2175 (C1283AB1)
CABA - Argentina
TEL/FAX: 54 11 4306-0041
e-mail: info@britannialab.com

2- Composición e información sobre los ingredientes.

Este producto no contiene constituyentes que representen riesgo ya que la concentración de los constituyentes químicos es menor a los límites descriptos por normas internacionales.

3- Identificación de los riesgos.

Peligros más importantes: No clasificado como peligroso.

Peligros para la salud humana:

Ojos: Irritación temporal.

Piel: Puede provocar irritación.

Ingestión: Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, nauseas, vómitos.

4- Primeros auxilios.

Luego del contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón.
Luego del contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persiste.
Luego de la ingestión. Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido.
Consultar al médico si persisten síntomas desagradables.

5- Medidas de extinción de incendio.

Medios de extinción apropiados: Use extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO₂.

Equipo de protección: No se requiere medidas especiales.

6- Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales.

Precauciones personales: Usar guantes descartables, antiparras y ropa protectora correspondiente.
Derrame: No requiere de medidas especiales.
Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua.

7- Manipuleo y almacenaje.

Manipulación: Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa.
Almacenamiento: Conservar a temperatura entre 2-8 °C. Envase bien cerrado, al abrigo de la luz y agentes oxidantes.

8- Controles de exposición / protección personal.

Medidas de protección manos: Usar guantes descartables.
Medidas de protección ojos: Usar gafas protectoras.
Medidas de protección cuerpo: Usar guardapolvo o bata protectora.

9- Propiedades físicas y químicas.

Estado físico: Sólido.
Color: Púrpura rojizo
pH: 7,4 +/- 0,2.
Olor: Característico.
Solubilidad en agua: Soluble.

10- Datos sobre la estabilidad y la reactividad.

Estabilidad: Producto estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en sección 7.

Reactividad: Condiciones a evitar. Exposición a la luz solar en forma directa y a altas temperaturas.

11- Información toxicológica.

Irritación de la piel y membranas mucosas: Puede causar ligera irritación transitoria.
Irritación ocular: Puede causar ligera irritación transitoria.

12- Información sobre ecología.

Ecotoxicidad: No hay datos específicos.

13- Consideraciones en el momento de la eliminación.

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14- Información sobre el transporte.

No clasificado.

15- Informaciones reglamentarias.

Frases de riesgo.

Frases de seguridad:

No aplicable.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Mantener el recipiente bien cerrado.

Usar ropa protectora.

Violeta Rojo Bilis Glucosa Agar, Placas Listas para Usar, 3 de 3