

HOJA DE SEGURIDAD.

PRESENCIA AUSENCIA CALDO

Fecha de emisión. 14 / 08 / 2008.

1- Identificación del producto y del fabricante.

Código del producto: B02-210-05 x 100 g.
B02-210-06 x 500 g.
Nombre del producto: **Presencia Ausencia Caldo**
Fabricante: Laboratorios Britania s.a.
Los Patos 2175 (C1283ABI)
Bs As. Argentina
Teléfono: 4-306-0041
Fax: 4-301-0046
e-mail: britania@britanialab.com

2- Composición e información sobre los ingredientes.

Ingredientes peligrosos: Este producto no contiene sustancias que representan un riesgo para la salud.

3- Identificación de los riesgos.

Peligros mas importantes: No clasificado como peligroso.

Peligros para la salud humana:

Ojos: Irritación temporal.

Piel: Puede provocar irritación.

Ingestión: Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, náuseas, vómitos.

Inhalación: En altas dosis puede provocar Irritación en nariz, garganta y vías respiratorias.

4- Primeros auxilios.

Luego de la inhalación: Retire a la persona del lugar de exposición. Consultar al medico si persisten síntomas de malestar.

Luego del contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón.

Luego del contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Recibir atención medica si el enrojecimiento o el dolor persiste.

Luego de la ingestión: Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al medico si persisten síntomas desagradables.

Presencia Ausencia Caldo, 1 de 3

Visite nuestra página Web: www.britanialab.com

LABORATORIOS BRITANIA s.a. Los Patos 2175 (C1283 ABI) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel. (54) (11) 4306-0041 (líneas rotativas)

Consultas por fax. 0-800-333-(HEMO) 4366 E - mail: deptotecnico@britanialab.com



5- Medida de extinción de incendio.

Medios de extinción apropiados: Use extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO₂.

Equipo de protección: No se requiere medidas especiales.

6- Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales.

Precauciones personales: Usar guantes descartables, máscara de protección de polvo, antiparras y ropa protectora correspondiente.

Derrame: No requiere de medidas especiales.
Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio.
Lavar el área de derrame con abundante agua.

7- Manipuleo y almacenaje.

Manipulación: Evítese la inhalación del polvo usando si es necesario máscaras protectoras. Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa.

Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 35 °C . Envase bien cerrado y al abrigo de la luz, humedad y agentes oxidantes.

8- Controles de exposición / protección personal.

Medidas de protección respiratoria: Usar máscara antipolvo o escudo facial.

Medidas de protección manos: Usar guantes descartables de vinilo.

Medidas de protección ojos: Usar gafas protectoras.

Medidas de protección cuerpo: Usar guardapolvo o bata protectora.

9- Propiedades físicas y químicas.

Estado físico: Polvo.

Color: Beige verdoso.

pH: 6,8 +/- 0,2.

Olor: Característico.

Solubilidad en agua: Soluble.

10- Datos sobre la estabilidad y la reactividad.

Estabilidad: Polvo higroscópico estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en sección 7.

Reactividad: Condiciones a evitar. Exposición a la luz solar en forma directa y a altas temperaturas.

Presencia Ausencia Caldo, 2 de 3

Visite nuestra página Web: www.britanialab.com

LABORATORIOS BRITANIA s.a. Los Patos 2175 (C1283 ABI) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel. (54) (11) 4306-0041 (líneas rotativas)

Consultas por fax. 0-800-333-(HEMO) 4366 E - mail: deptotecnico@britanialab.com



11- Información toxicológica.

Toxicidad aguda:

Bajo nivel de toxicidad aguda.

Irritación de la piel y membranas mucosas:

Puede causar ligera irritación transitoria.

Irritación ocular:

Puede causar ligera irritación transitoria.

12- Información sobre ecología.

Ecotoxicidad: No hay datos específicos.

13- Consideraciones en el momento de la eliminación.

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14- Información sobre el transporte.

No clasificado.

15- Informaciones reglamentarias.

Frases de riesgo: No aplicable.

Frase de seguridad: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Presencia Ausencia Caldo, 3 de 3

Visite nuestra página Web: www.britanialab.com

LABORATORIOS BRITANIA s.a. Los Patos 2175 (C1283 ABI) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel. (54) (11) 4306-0041 (líneas rotativas)

Consultas por fax. 0-800-333-(HEMO) 4366 E - mail: deptotecnico@britanialab.com

