

HOJA DE SEGURIDAD

HEMOCULTIVOS (NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO)

REVISION: 02 FECHA: 18.03.2019

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Código del producto:
B07-205-86: Hemocultivo Neonatal (Aeróbico) 12 frascos x 10 ml
B07-205-81: Hemocultivo Neonatal (Aeróbico) 100 frascos x 10 ml
B07-204-83: Hemocultivo Pediátrico (Multipropósito) 6 frascos x 20 ml
B07-204-89: Hemocultivo Pediátrico (Multipropósito) 60 frascos x 20 ml
B07-204-84: Hemocultivo Adulto (Multipropósito) 6 frascos x 50 ml
B07-204-90: Hemocultivo Adulto (Multipropósito) 60 frascos x 50 ml

Nombre del producto: Hemocultivos

1.1 Identificación de la sustancia

Medio de cultivo formado por mezcla de diversos componentes.

1.2 Usos identificados

Es utilizado para análisis de laboratorio de microbiología.

1.3 Identificación del Fabricante:

Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 (C1283AB1) CABA – ARGENTINA
TEL/FAX 54 11 4306 0041
info@britanialab.com

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingredientes peligrosos: Esta preparación no contiene sustancias que representen un riesgo para la salud, ya que la concentración de los constituyentes químicos es menor a los límites descriptos por normas internacionales según la definición de la Directiva de sustancias peligrosas 67/548/EEC.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Peligros para la salud humana: No clasificado como peligroso.

Contacto con los ojos: No clasificado como irritante.

Contacto con la piel:
Ingestión:

No clasificado como irritante.
Una dosis grande puede tener los siguientes efectos: diarrea, náuseas, vómitos.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Luego de contacto con la piel:
Luego de contacto con los ojos:

Lavar la piel con abundante agua y jabón y enjuagar bien.

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

Luego de la ingestión:

Conseguir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persisten.

Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir 2-3 vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción apropiados:

Utilizar extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO₂

Equipo de protección:

No se requieren medidas especiales.

6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

Precauciones personales:

Usar guantes descartables, antiparras y ropa protectora correspondiente.

Derrame:

Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua. No requiere de medidas especiales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.

Almacenamiento:

Conservar a 10°- 35°C, en su envase bien cerrado y al abrigo de la luz.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de protección manos:

Usar guantes descartables de vinilo.

Medidas de protección ojos:

Usar gafas protectoras.

Medidas de protección cuerpo:

Usar guardapolvo o bata protectora.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Líquido

Color:

Amarillento

pH:

7,3 ± 0,2

Olor:

Característico

Solubilidad en agua:

Soluble

10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

Estabilidad:	Permanece estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7. Evitar la exposición a la luz solar directa y a las altas temperaturas.
Reactividad:	No se conocen reacciones peligrosas ni productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:	No presenta riesgo de toxicidad aguda.
Irritación de la piel y membranas mucosas:	Grado de irritación insuficiente para clasificarlo como irritante.
Irritación ocular:	Grado de irritación insuficiente para clasificarlo como irritante.

12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Ecotoxicidad:	No contiene sustancias nocivas conocidas para el entorno o no degradables.
----------------------	--

13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

IMDG/IMO, ADR, IATA: No regulado.

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Frases de riesgo:	Ninguna.
Frase de seguridad:	Evitar el contacto con piel y ojos.

16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.

FIN DE LA INFORMACIÓN