

HOJA DE SEGURIDAD

D/E NEUTRALIZANTE CALDO

REVISION: 01 FECHA: 06.02.2019

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Código del producto: B02-245-05 x 100 g
B02-245-06 x 500 g
Nombre del producto: D/E Neutralizante Caldo

1.1 Identificación de la sustancia

Medio de cultivo formado por mezcla de diversos componentes.

1.2 Usos identificados

Es utilizado para controles higiénicos/ambientales.

1.3 Identificación del Fabricante:

Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 (C1283ABI) CABA – ARGENTINA
TEL/FAX 54 11 4306 0041
info@britannialab.com

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingredientes peligrosos:

Componentes	Nº CAS	Clasificación
Bisulfito de sodio	7631-90-5	Xn; R22; R31
Carbonato de sodio	497-19-8	Xi; R36
Tioglicolato de sodio	367-51-1	Xn; R22; R24 Xi; R36/37/38

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Peligros para la salud humana: No clasificado como peligroso.

Contacto con los ojos: Puede provocar irritación temporal.
Contacto con la piel: Puede provocar irritación por contacto repetido o prolongado.
Ingestión: Una dosis grande puede tener los siguientes efectos: diarrea, náuseas, vómitos.
Inhalación: La exposición al polvo en altas concentraciones puede tener los siguientes efectos: irritación de la nariz, garganta y las vías respiratorias.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Luego de inhalación:	Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.
Luego de contacto con la piel:	Lavar la piel con abundante agua y jabón y enjuagar bien.
Luego de contacto con los ojos:	Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
	Conseguir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persisten.
Luego de la ingestión:	Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir 2-3 vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción apropiados:	Utilizar extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO ₂
Equipo de protección:	No se requieren medidas especiales.

6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANSCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

Precauciones personales:	Usar guantes descartables, antiparras y ropa protectora correspondiente.
Derrame:	Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua. No requiere de medidas especiales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
Almacenamiento:	Conservar a 2° - 25°C, en su envase bien cerrado en lugar seco y al abrigo de la luz.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de protección respiratoria:	Protección antipolvo.
Medidas de protección manos:	Usar guantes descartables de vinilo.
Medidas de protección ojos:	Usar gafas protectoras.
Medidas de protección cuerpo:	Usar guardapolvo o bata protectora.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Polvo
Color:	Beige azulado
Olor:	Característico
Solubilidad en agua:	Soluble

10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

Estabilidad:	Permanece estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7.
Reactividad:	No se conocen reacciones peligrosas ni productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:	No presenta riesgo de toxicidad aguda.
Irritación de la piel y membranas mucosas:	Grado de irritación insuficiente para clasificarlo como irritante.
Irritación ocular:	Grado de irritación insuficiente para clasificarlo como irritante.

12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Ecotoxicidad:	No contiene sustancias nocivas conocidas para el entorno o no degradables.
----------------------	--

13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No clasificado.

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Frases de riesgo:	R22 – Peligrosa su ingestión R24 – Tóxico en contacto con la piel R31 – En contacto con ácidos libera gases tóxicos R36 – Irritante para los ojos R36/37/38 – Irritante para los ojos, sistema respiratorio y piel
Frase de seguridad:	Evitar el contacto con piel y ojos.

16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.

FIN DE LA INFORMACIÓN