

HOJA DE SEGURIDAD

SABOURAUD GLUCOSADO AGAR

REVISION: 02 FECHA: 02/03/2020

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Código del producto: B02-150-05 x 100 g
B02-150-06 x 500 g

Nombre del producto: Sabouraud Glucosado Agar

Fabricante: **Laboratorios Britania S.A.**
Los Patos 2175 (C1283ABI) CABA – ARGENTINA
TEL/FAX 54 11 4306 0041
info@britannialab.com

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingredientes peligrosos: Este producto no contiene sustancias que representen un riesgo para la salud.

Componentes	Concentración	Nº CAS	Clasificación
Cloranfenicol	0,076%	56-75-7	Xn (Nocivo)

Observaciones: este producto no contiene constituyentes que representen riesgo ya que la concentración de los constituyentes químicos es menor a los límites descriptos por normas internacionales: 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Peligros más importantes: No clasificado como peligroso.

Peligros para la salud humana:

- Ojos:** Irritación temporal.
- Piel:** Puede provocar irritación luego de contacto prolongado o repetidos.
- Ingestión:** Sólo en grandes dosis puede provocar diarrea, náuseas, vómitos.
- Inhalación:** En altas dosis puede provocar irritación en nariz, garganta y vías respiratorias.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Luego de inhalación: Retirar a la persona del lugar de exposición.
Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

Luego de contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón.

Luego de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persisten.

Luego de la ingestión: Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir 1-3 vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción apropiados:	Utilizar extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO ₂
Equipo de protección:	No se requieren medidas especiales.

6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANSCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

Precauciones personales:	Usar guantes descartables, máscara de protección de polvo, antiparras y ropa protectora correspondiente.
Derrame:	No requiere de medidas especiales. Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Evítese la inhalación del polvo usando si es necesario máscaras protectoras. Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
Almacenamiento:	Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 35°C, en su envase bien cerrado y al abrigo de la luz, humedad, agentes oxidantes .

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de protección respiratoria:	Usar máscara antipolvo o escudo facial.
Medidas de protección manos:	Usar guantes descartables de vinilo.
Medidas de protección ojos:	Usar gafas protectoras.
Medidas de protección cuerpo:	Usar guardapolvo o bata protectora.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Polvo
Color:	Beige claro
pH:	5.6 +/- 0,2
Olor:	Característico
Solubilidad en agua:	Soluble

10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

Estabilidad:	Polvo higroscópico estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7.
Reactividad:	Evitar la exposición a la luz solar en forma directa y a las altas temperaturas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda: Bajo nivel.
Irritación de la piel y membranas mucosas: Irritante para piel y mucosas.
Irritación ocular: Irritante.
Sensibilización: No se conocen efectos sensibilizantes.

Toxicidad subaguda a crónica:
Órganos afectados: Sangre, leucemia, anemias aplásticas, sistema nervioso central, sistema músculo esquelético.
Información adicional: Irritante, carcinogénico.

Este producto contiene antibiótico. La persona con alergia conocida o sospechada a cloranfenicol puede tener irritación en la vista, piel y sistema respiratorio.

Observaciones: Este producto no contiene constituyentes que representen riesgo ya que la concentración de los constituyentes químicos es menor a los límites descritos por normas internacionales: 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC.

12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Ecotoxicidad: No hay datos específicos.

13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

ADR/ADN: No clasificado.

IATA: No regulado bajo las Normas IATA.

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Frases de riesgo: No aplicable.

Frase de seguridad: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento, transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.