

# HOJA DE SEGURIDAD

## MONODISCOS O.N.P.G.

REVISION: 03 FECHA: 18.05.2020

---

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

**Código del producto:** B12-401-27 x 50 discos

**Nombre del producto:** Monodiscos O.N.P.G.

#### 1.1 Identificación de la sustancia

Discos de papel de filtro impregnados con o-Nitrophenyl- $\beta$ -D-galactopyranoside.

#### 1.2 Usos identificados

Para análisis microbiológicos de laboratorio.

#### 1.3 Identificación del Fabricante:

**Laboratorios Britania S.A.**  
Los Patos 2175 (C1283ABI) CABA – ARGENTINA  
TEL/FAX 54 11 4306 0041  
info@britanialab.com

---

### 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

#### Ingredientes:

o-Nitrophenyl- $\beta$ -D-galactopyranoside      N° CAS: 369-07-3

#### Ingredientes peligrosos:

Este producto no contiene químicos o componentes que se encuentren presentes en cantidades tales que requieran declaración según las normativas vigentes.

---

### 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

**Peligros importantes:** No clasificado como peligroso.

**Peligros para la salud humana:** Algunos sustratos que se emplean para impregnar discos pueden causar sensibilización por contacto con la piel en individuos susceptibles.

---

#### 4. PRIMEROS AUXILIOS

<b>Luego de la inhalación:</b>	Retirar a la persona del lugar de exposición. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.
<b>Luego de contacto con la piel:</b>	Lavar la piel con abundante agua y jabón y enjuagar bien. Procurar atención médica si se observan ampollas o persiste el enrojecimiento.
<b>Luego de contacto con los ojos:</b>	Lavar con abundante agua durante 15 minutos con los ojos abiertos. Conseguir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persisten.
<b>Luego de la ingestión:</b>	Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir 1-2 vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas de malestar.

---

#### 5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

<b>Medios de extinción apropiados:</b>	Utilizar extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO <sub>2</sub>
<b>Equipo de protección:</b>	No se requieren medidas especiales.

---

#### 6. MEDIDAS A TOMAR EN EL TRANCURSO DE DERRAMES ACCIDENTALES

<b>Precauciones personales:</b>	Usar guantes descartables, antiparras y ropa protectora correspondiente.
<b>Derrame:</b>	Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio. Lavar el área de derrame con abundante agua. No requiere de medidas especiales.

---

#### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

<b>Manipulación:</b>	Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
<b>Almacenamiento:</b>	Conservar a 2° - 8°C, en su envase bien cerrado en lugar seco y al abrigo de la luz hasta el momento de su uso.

---

#### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

<b>Medidas de protección manos:</b>	Usar guantes descartables de vinilo.
<b>Medidas de protección ojos:</b>	Usar gafas protectoras.
<b>Medidas de protección cuerpo:</b>	Usar guardapolvo o bata protectora.

---

#### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado físico:</b>	Discos de papel de filtro de 6 mm de diámetro, con código impreso, impregnado con la sustancia descrita en 2.
-----------------------	---

---

#### 10. DATOS SOBRE LA ESTABILIDAD Y LA REACTIVIDAD

<b>Estabilidad:</b>	Permanece estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en la sección 7.
---------------------	--

**Reactividad:** Proteger de la luz solar directa y las altas temperaturas. No se conocen reacciones peligrosas ni productos de descomposición peligrosos.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Toxicidad aguda:** Bajo nivel de toxicidad aguda.

**Irritación de la piel y membranas mucosas:** Debe considerarse la posibilidad de sensibilización alérgica.

## 12. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

**Ecotoxicidad:** Sin datos disponibles.

## 13. CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE LA ELIMINACIÓN

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

## 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

**IMDG/IMO, ADR, IATA:** No regulado.

## 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

**Frases de riesgo:** No aplica.

**Frase de seguridad:** Evitar el contacto con la piel.

## 16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es exacta según nuestro mejor conocimiento e información a la fecha de su emisión. La información proporcionada está diseñada exclusivamente como una guía para la manipulación, uso, almacenamiento transporte y eliminación seguros, y no se considera una garantía de calidad. La información se refiere sólo al material mencionado y puede no ser válida para ese material utilizado con otro/s material/es o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique lo contrario.

## FIN DE LA INFORMACIÓN