

HOJA TÉCNICA

PEPTONA DE SOYA

DESCRIPCIÓN

Hidrolizado papaínico de soya que, por su alto contenido de hidratos de carbono, provee un rápido y abundante desarrollo microbiano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

	ESPECIFICACIONES
Humedad	Máximo 6.0%
Cenizas	Máximo 15%
pH (Solución al 2%)	6.5 – 7.5
Nitrógeno Total (NT)	Mínimo 7.0%
Nitrógeno Amínico (NA)	Mínimo 2.2%

CONTROL HIGIÉNICO

MICROORGANISMOS	CRECIMIENTO
Bacterias aerobias	< 5000 UFC/g
Hongos y levaduras	< 100 UFC/g
Coliformes	Negativo
Escherichia coli	Negativo
Salmonella	Negativo